



## Fauteuil roulant de douche confortable en aluminium h8915

Le fauteuil roulant de douche en aluminium blanc anticorrosion, avec 4 roulettes pivotantes et repose-pieds amovible, offre une largeur d'assise de 50 cm et peut supporter jusqu'à 150 kg de charge.

Le fauteuil roulant de douche et de toilettes en aluminium blanc anticorrosion, avec 4 roulettes pivotantes, un seau amovible et des repose-pieds escamotables, offre une assise et un dossier réglables en hauteur en polyuréthane souple pour prévenir les escarres. Il peut servir de chaise de douche et de toilettes, limitant ainsi les transferts. La largeur d'assise est de 50 cm et la capacité de charge est de 150 kg.

Fiche technique :

- châssis en aluminium traité blanc
- 4 roulettes 5 pouces avec frein et pivotement
- assise, dossier et repose-pieds en polyuréthane souple
- repose-pieds amovibles et réglables
- seau hygiénique avec couvercle
- largeur du siège 50 cm
- profondeur du siège 43 cm
- hauteur du siège 50 - 55 cm réglable
- hauteur max. (WC) 42 - 47 cm réglable
- largeur totale (avec accoudoirs) 61 cm
- profondeur totale 93 cm
- hauteur totale 96 - 101 cm réglable
- capacité max. 150 kg
- poids 13,50 kg
- marquage CE (conforme à la directive 93/42/CEE du 14 juin 1993, annexe I, relative aux dispositifs médicaux)
- garantie 2 ans

Inclinaison des accoudoirs:

- cette fonction peut faciliter l'entrée et la sortie de l'utilisateur du fauteuil roulant
- lors de la douche, le rabattement des accoudoirs permet également une meilleure hygiène corporelle pendant l'utilisation, ne jamais laisser le fauteuil roulant sans surveillance lorsque les accoudoirs sont rabattus
- pour replier les accoudoirs, il faut les soulever à l'avant

- pour repositionner les accoudoirs, les rabattre vers l'avant en appuyant sur la partie frontale

#### Réglage des repose-pieds à la hauteur souhaitée

- la hauteur des repose-pieds du fauteuil roulant doit être adaptée à l'utilisateur
- la hauteur est correctement réglée si, lorsque l'utilisateur est assis, ses cuisses reposent correctement sur le siège et ses pieds sur les repose-pieds
- pour régler la hauteur des repose-pieds, il faut les retirer du fauteuil roulant
- retirer la vis de fixation régler la hauteur des repose-pieds en insérant ou en retirant la chambre à air
- insérer et serrer la vis de fixation

#### Réglage de la hauteur de l'assise

- la hauteur d'assise doit être adaptée à l'utilisateur et réglée correctement si l'utilisateur assis repose régulièrement ses pieds sur le sol
- ne régler la hauteur d'assise que lorsque le fauteuil est vide
- pour le réglage de la hauteur, saisissez le clip et tirez-le vers l'extérieur
- régler le tube télescopique à la hauteur souhaitée
- insérer le clip dans le trou prévu à cet effet
- réglez toujours tous les tubes télescopiques à la même hauteur
- n'effectuez aucun réglage lorsque le fauteuil roulant est en cours d'utilisation !

## INFORMATIONS

- **Hauteur** réglable
- **largeur** 61 cm
- **profondeur** 93 cm
- **Capacité MAX** 150 Kg
- **Matériau** aluminium

## Fauteuil roulant de douche confortable en aluminium h8915



### Fauteuil roulant de douche confortable en aluminium h8915

---

Hauteur: réglable

Largeur: 61 cm

Profondeur: 93 cm

Capacité MAX: 150 kg

Matériau: aluminium