





# Brancard d'urgence h728\_10

Civière hospitalière pour transport de patients. Hauteur réglable par moteur hydraulique. Dimensions: L.190 x P.62 x h.59/109 cm.

Civière pour hôpitaux, cliniques, maisons de soins. Parfaite pour transporter les patients dans les salles d'opération et entre les différents services hospitaliers. Composé d'un plateau à 2 sections rembourré en mousse et recouvert de vinyle ignifuge et d'un cadre en acier peint. L'appuie-tête est pourvu d'un trou facial de respiration avec son bouchon, de manière à garantir au patient un maximum de confort. Le cadre est rabattable sur les côtés pour plus de sécurité pendant le transport. La hauteur de la structure peut être réglée au moyen d'un moteur hydraulique, tandis que le dossier est réglable manuellement par levier. La civière est également équipée de poignées de poussée confortables du côté de la tête et du côté des pieds, d'un support pour bouteilles d'oxygène et d'une tige de support pour perfusion. La base présente 4 roues dont 2 avec frein et 1 avec frein directionnel.

#### Caractéristiques techniques :

• Dimensions : L.190 x P.62 x h.59/109 cm

• Capacité de charge : 180 kg

Matériau du cadre : acier avec revêtement époxy et peinture de couleur blanche

- Matériau de revêtement : 100% vinyle
- Revêtement ignifuge classe 1IM
- Rembourrage en mousse 5 cm, 30 kg/m³
- Fonctionnement hydraulique à 1 moteur pour le réglage de la hauteur
- Dossier réglable par levier
- Trou facial avec bouchon
- 2 poignées de poussée (côté pieds et côté tête)
- Bords latéraux rabattables
- Support pour bouteille d'oxygène
- Perche à perfusion
- Roues Ø 125 mm, 1 avec frein directionnel, 1 sans frein et 2 avec frein
- Plateau disponible en différentes couleurs
- Marque CE

N.B: N'utilisez PAS de savons ou de solutions contenant de l'alcohol, des cétones, du xylène, de l'acétate ou des solvants pour le nettoyage et la désinfection du sol. Pour enlever les taches, passez d'abord un chiffon humide en coton doux, puis un chiffon humide dans de l'eau et du savon liquide neutre, puis essuyez-le avec juste de l'eau et séchez-le. N'utilisez pas de brosses avec des poils ou des éponges en fibre abrasive ou métallique car elles peuvent causer des dommages permanents au tissu.

### **INFORMATIONS**

- Hauteur en mm 50.0000Longueur mm 50.0000
- Profondeur en mm 50.0000
- Type hauteur réglable



## Brancard d'urgence h728\_10



### Brancard d'urgence h728\_10

Hauteur mm: 399 mm Longueur mm: 407 mm Prodondeur mm: 400 mm Type: Altezza regolabile