



Pédalier de physiothérapie h13_297

Le pédalier de réhabilitation est fourni démonté avec une vis et une clé pour l'assemblage. Dimensions : L. 48 x P. 40,5 x H. 30 cm.

Ce pédalier de physiothérapie est idéal pour un entraînement cardiovasculaire modéré. Le tapis de course peut être placé sur une table pour entraîner les bras ou sur le sol pour entraîner les jambes en position assise. L'utilisation fréquente de ce tapis de course stimule la circulation sanguine et augmente la force musculaire. Le produit est livré démonté avec une vis et une clé pour le montage.

Caractéristiques techniques :

- Plaque de physiothérapie
- Livré démonté
- Avec vis et clé pour l'assemblage
- Dimensions : L. 48 x P. 40,5 x H. 30 cm
- Convient pour les bras et les jambes
- Son utilisation stimule la circulation sanguine et la force musculaire

INFORMATIONS

