



Ceinture de contention pour lit à double mouvement h983_08

Ceinture de contention avec corset rigide renforcé, permet la rotation du patient du décubitus ventral à la position latérale. Fermeture avec boutons de sécurité (à acheter séparément). Circonférence réglable : de 85 à 130 cm. Longueur totale : 215 cm.

La ceinture de contention H983_08 est conçue pour assurer une contention sûre et contrôlée, tout en offrant la possibilité de faire pivoter le patient du décubitus ventral à la position latérale. Indispensable dans les hôpitaux, cliniques et établissements de soins, elle est indiquée pour les patients alités et non coopératifs nécessitant une limitation des mouvements sans compromettre leur confort.

Le corset rigide avec bordure renforcée assure stabilité et protection, tandis que la doublure interne anti-frottement évite les irritations cutanées. La fixation au lit se fait au moyen de deux sangles réglables, garantissant adaptabilité et sécurité.

Fabriquée en coton 100 %, la ceinture est équipée d'œillets de réglage en alliage nickel/laiton et d'une circonférence réglable de 85 à 130 cm, ce qui la rend adaptée à différentes morphologies.

Utilisation exclusivement réservée au personnel soignant qualifié.

La fermeture de sécurité s'effectue à l'aide de 3 boutons de sécurité (réf. 690M) et d'une clé magnétique (réf. 691M), disponibles séparément. De plus, une sangle supplémentaire de 80 cm est proposée en option.

Commandez dès maintenant la ceinture de contention H983_08 pour garantir sécurité et stabilité aux patients dans les environnements de soins ! Demandez dès aujourd'hui un devis personnalisé.

Caractéristiques techniques :

Matériau

Matériau du corset : coton 100 % avec bordure renforcée

Fermeture : 3 boutons de sécurité (à acheter séparément)

Réglage : œillets en alliage nickel/laiton

Longueur totale : 215 cm

Circonférence réglable : de 85 à 130 cm

Couleur : crème

Système de fixation : deux sangles réglables pour le lit

Option de sécurité : boutons de sécurité, clé de sécurité et sangle supplémentaire disponibles séparément

Options

guide d'achat:

Si vous recherchez une ceinture de contention avancée permettant le double mouvement du décubitus ventral à la position latérale, le modèle H983_08 est le choix idéal.

1 clé de sécurité : clé en polyamide avec aimant en néodyme renforcé de 8 mm d'épaisseur

Avec son corset rigide renforcé, sa fermeture par boutons de sécurité et son système de fixation avec sangles réglables, elle assure une protection maximale et un confort optimal dans les environnements de soins.

Disponible avec fermeture de sécurité avancée (boutons, clé et sangle supplémentaire vendus séparément).

Avantages pour l'utilisateur :

Ceinture de contention pour lit, systèmes de contention pour hôpitaux, dispositifs de contention souple, limiteur de mouvement pour patients, ceinture de sécurité pour patients allés, ceinture de contention réglable avec corset rigide.

Stabilité maximale : corset rigide avec bordure renforcée pour un soutien optimal.

Confort élevé : doublure interne anti-frottement pour éviter les irritations cutanées.

*Images purement indicatives

Réglage personnalisé : adaptable aux patients de différentes morphologies.

*Les boutons de sécurité, la clé de sécurité et la sangle supplémentaire magnétique sont vendus séparément comme options. Les boutons de sécurité ne peuvent être ouverts qu'avec la clé magnétique dédiée.

FAQ:

INFORMATIONS

Ceinture de contention pour lit à double mouvement h983_08



HOLITY.COM

HOLITY.COM



HOLITY.COM