

Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452





# Lit gynécologique électrique h728\_04

Fauteuil/lit gynécologique avec fonctionnement électrique. Dimensions: L.174 x P.56 x h.54/85 cm.

Lit pour examen gynécologique idéal pour les services de maternité et les cabinets médicaux. Capable d'assurer un confort maximal au patient et la facilité d'utilisation aux médecins. Grâce à la présence de 2 moteurs, il est possible, grâce à l'utilisation d'une télécommande, de régler la hauteur et d'atteindre les positions Trendelenburg et Anti-Trendelenburg. Le dossier et le repose-pieds sont réglables à tyravers un piston à gaz. La structure présente un cadre en acier peint et un plateau rembourré de mousse et recouvert de vinyle ignifuge. Le lit est également équipé d'accoudoirs rabattables de 90° à 180° et de soutiens-cuisses réglables et pivotants, et est fourni avec un plateau extractible collecteur de liquides en acier inoxydable, coussin ergonomique, trou gynécologique sur le siège et porte rouleau.

#### Caractéristiques techniques :

• Dimensions : L.174 x P.56 x h.54/85 cm

• Capacité de charge : 180 kg

Matériau du cadre : acier avec revêtement époxy et peinture de couleur blanche

Matériau de revêtement : 100% vinyle
Revêtement ignifuge classe 1IM

• Rembourrage en mousse 5 cm, 30 kg/m<sup>3</sup>

- Fonctionnement électrique à 2 moteurs pour le réglage de la hauteur et l'atteinte des positions Trendelenburg et Anti-Trendelenburg
- Accoudoirs rabattables de 90 à 180°
- Soutiens-cuisses réglables et pivotants en option
- Bac en acier inoxydable amovible
- Coussin ergonomique pour le dossier
- Trou gynécologique sur le siège
- Porte-rouleau
- Télécommande
- Roues avec frein Ø 100 mm
- Plateau disponible en différentes couleurs
- Marque CE

N.B : Ne PAS utiliser de savons ou de solutions contenant de l'alcohol, des cétones, du xylène, de l'acétate ou des solvants pour le nettoyage et la désinfection du sol. Pour enlever les taches, passez d'abord un chiffon humide en coton doux, puis un chiffon humide dans de l'eau et du savon liquide neutre, puis essuyez-le avec juste de l'eau et séchez-le. N'utilisez pas de brosses avec des poils ou des éponges en fibre abrasive ou métallique car elles peuvent causer des dommages permanents au tissu.

#### **INFORMATIONS**

- Longueur mm 1740.0000Profondeur en mm 560.0000
- Hauteur en mm 540.0000
- type hauteur variable
- Capacité MAX 180 Kg




### Lit gynécologique électrique h728\_04











## Lit gynécologique électrique h728\_04

Longueur mm: 407 mm Prodondeur mm: 400 mm Hauteur mm: 399 mm Type hauteur: variable Capacité MAX: 180 kg