

Namiti S.r.I. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272 Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA) Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)

Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452



## Coussin de positionnement en gel h634\_54

Positionneur pour salle d'opération tête couchée. Matériel : gel de polyuréthane. Dimensions: L.180 x P.180 x H.80 mm.

Positionneur pour intervention chirurgicale, idéal pour la prévention des abrasions, des brûlures de frottement et des escarres. Le produit est fabriqué à partir de gel de polyuréthane et présente un revêtement de polyuréthane, un matériau antibactérien et un test de latex. Ce coussin positionneur peut être utilisé à la fois pour stabiliser la tête du patient en position couchée, et pour protéger les genoux et les mollets.

## Caractéristiques techniques:

• Matériel : gel de polyuréthane

- Revêtement extérieur en polyuréthane
- Latex free
- Antibactérien
- Prévention des escarres et des escarres
- Appareil de classe I
- Dimensions : L.180 x P.180 x H.80 mm

INFO



## Coussin de positionnement en gel h634\_54

