



Fauteuil multifonction pour soins h559_27

Fauteuil pour prélèvements sanguins avec une structure en métal. Doté d'accoudoirs. Hauteur réglable : 57 - 98 cm. Disponible en différentes couleurs.

Ce fauteuil multifonction veille au confort des patients durant les prélèvements sanguins. Il est à avoir absolument dans les cliniques, centres ambulatoires, hôpitaux et centres de prélèvements. Il possède une structure stable et robuste car elle est réalisée en métal, il est confortable, sans coutures et recouvert de similicuir ignifuge de classe 1 IM.

Il possède également des accoudoirs de dimensions 46 x 13,5 cm en mousse à haute densité et ils sont réglables et pivotent dans le sens du dossier, grâce à une articulation à rotule, facilitant l'accès du patient au fauteuil.

Sa structure possède 3 moteurs électriques gérés par un panneau de commandes. En outre, la hauteur est réglable à travers une colonne portante centrale avec une force équivalente à 4000 N. Le dossier et le repose-pieds sont également réglables grâce à un vérin électrique. Le fauteuil comporte un porte-rouleau et 4 pieds réglables pour le confort et la stabilité.

Tous les composants électriques sont conformes aux réglementations hospitalières en vigueur.

Caractéristiques techniques :

- Longueur : 182 - 68 cm

- Profondeur : 50 cm
- Hauteur ajustable : 57-98 cm
- Portée : 200 kg
- Poids : 80 kg
- Matériau de la structure : métal
- Rembourrage : en mousse à haute densité
- Matériau du revêtement : simili cuir (skaï) ignifuge de classe 1 IM imperméable, lavable avec des détergents communs
- Réglage électrique de la hauteur avec une force de 4000N
- Réglage électrique du dossier : +75° -8°
- Réglage de la hauteur du repose-pieds : +5° -90°
- Accoudoirs réglables et pivotants
- Porte-rouleau en équipement de série
- 4 pieds réglables
- Disponible en différentes couleurs
- Dispositif médical de classe 1 conforme aux exigences de la directive 93/42/CEE

INFORMATIONS


- **Charge** 200 Kg
- **Fonctionnement** électrique
- **type hauteur** variable



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM