



Chaise pèse-personne h585_29

Balance/chaise pèse-personne pour ne utilisation médicale. Charge : 250 kg. dimensions du plateau de pesée : L50.2 x P38 x H41 cm.

Fauteuil pèse-personne idéal pour une utilisation professionnelle dans les cliniques et les maisons de retraite. Il permet de peser les patients confortablement assis, sans aucun effort. Elle garantit une mobilité et une maniabilité maximales grâce à ses poignées de poussée ergonomiques et à ses 4 roues, dont deux sont pivotantes et dotées d'un frein de stationnement arrière. Il est équipé de repose-pieds et d'accoudoirs rabattables qui facilitent et sécurisent le passage du patient du lit au pèse-personne. Le châssis robuste a été spécialement conçu pour supporter les patients en surpoids. Équipé d'une fonction de maintien et d'une fonction IMC. La fonction Hold est conçue pour peser les patients agités, car elle permet de déterminer une valeur de poids stable par calcul de la moyenne, qui reste figée, de sorte qu'elle peut être consultée ultérieurement. La fonction IMC permet de déterminer le poids insuffisant/le poids normal/le surpoids. Le grand lecteur LCD rétro-éclairé assure une excellente visibilité des valeurs.

Il est recommandé d'acheter en plus l'homologation (voir en option).

Caractéristiques techniques :

- Dimensions totales : L62,5 x P99 x H98,5 cm
- Dimensions du dispositif d'affichage : L20 x P13 x H6 cm
- Dimensions du plateau de pesée : L50,2 x P38 x H41 cm
- Matériau de la structure : acier peint
- Matériau du plateau de pesée : plastique
- Surface de pesée : L39 x P36 cm
- Hauteur des chiffres de l'affichage : 25 mm

Données techniques d'étalonnage :

- Charge minimale : 2 kg
- Classe d'étalonnage : III
- Division approuvée (e) : 100 g
- Homologation de l'étalonnage selon 2014/31/EU

Alimentation :

- Fonctionnement par piles ou via une alimentation électrique (câble électrique EU, CH, UK inclus)

Fonctions :

- Fonction IMC
- Fonction Hold
- Pesée sans vibrations

Système de mesure :

- Division : 100 g
- Temps de chauffage : 10 minutes
- Linéarité : 100 g
- Poids de calibration conseillé : 200 kg (M1)
- Charge max : 250 kg
- Possibilité de réglage avec poids externe
- Plage de tare : 249,90 kg
- Reproductibilité : 100 g
- Résolution : 2500
- Système de pesage : cellule de charge
- Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire : 3 sec.
- Unité de pesage : kg

Conditions d'environnement :

- Humidité de l'air (max.) : 80 %.
- Température ambiante (max.) : 40°C
- Température ambiante (min.) : 10°C

En option :

- Homologation : Dans l'UE, l'homologation est requise par la loi pour les balances destinées à être utilisées comme dispositif médical.

INFORMATIONS

- **Type** Numérique
- **Capacité MAX** 250 Kg

Chaise pèse-personne h585_29



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Chaise pèse-personne h585_29

Tipologia: Digitale

Capacité MAX: 250 Kg