



Lit d'hospitalisation pour maison de soins h582_239

Lit orthopédique électrique bas, à 4 moteurs, pour patients atteints de la maladie d'Alzheimer / à risque de chute, avec batterie de secours. Dimensions : 217 x 90 x H 85-140 cm.

Le **lit d'hospitalisation pour maison de soins h582_239** est destiné à l'hébergement de personnes admises pour des raisons de santé au sein d'établissements et de structures de type médico-social ou sanitaire, ainsi qu'en **soins à domicile**. Il s'agit d'un **lit orthopédique électrique** conçu pour garantir un maximum de sécurité et de confort, en particulier pour les patients atteints de la maladie d'Alzheimer ou présentant un **risque de chute**, grâce à sa structure surbaissée, à ses nombreuses possibilités de réglage et à sa conception personnalisable pour s'adapter à différents contextes d'utilisation.

Le lit est équipé de **quatre moteurs indépendants** assurant des mouvements précis et fluides : deux moteurs dédiés à l'élévation verticale et deux moteurs destinés au réglage du dossier et des jambes. Cette configuration permet d'adapter la position du lit aux besoins du patient, en favorisant une posture correcte et confortable aux différents moments de la journée et des soins. Le véritable atout, en matière de sécurité, est la **hauteur extrêmement réduite du sommier** : la hauteur minimale du châssis est de **6,7 cm** et la hauteur du plan de couchage varie de **6,7 à 64 cm**, une caractéristique particulièrement indiquée lorsque la priorité est de réduire le risque lié à d'éventuelles chutes hors du lit.

En situation d'urgence, le système d'abaissement avec **batterie intégrée** permet de rétablir la position horizontale même en cas d'interruption de l'alimentation électrique, garantissant continuité et sécurité. La tête et le pied de lit en bois contribuent à créer un environnement plus chaleureux et accueillant, rendant ce lit adapté aussi bien à un usage à domicile qu'aux établissements de soins. Le produit est conforme à la norme **UNI CEI EN 60601-2-52** et convient aux **environnements d'application de type 3 et 4** selon la norme **EN 60601-2-52**, avec un **poids maximal patient de 145 kg** et une **charge de travail sécurisée de 180 kg**.

Achetez dès maintenant le lit d'hospitalisation pour maison de soins H582_239 ou demandez un devis pour des fournitures multiples destinées aux EHPAD, maisons de soins et services de soins à domicile.

Caractéristiques techniques:

- **Destination d'usage** : hospitalisation / hébergement en établissements et structures médico-sociales et sanitaires, ainsi qu'à domicile
- **Usage spécifique** : patients atteints de la maladie d'Alzheimer ou présentant un risque de chute (structure surbaissée)
- **Conformité** : UNI CEI EN 60601-2-52
- **Environnement d'application** : type 3 et 4 (norme EN 60601-2-52)
- **Poids maximal du patient** : 145 kg
- **Charge de travail sécurisée** : 180 kg
- **Dimensions extérieures** : 217 x 90 x h 85–140 cm
- **Dimensions du sommier** : 200 x 90 cm
- **Hauteur maximale aux extrémités** : 140 cm
- **Hauteur minimale du châssis** : 6,7 cm
- **Hauteur du plan de couchage** : 6,7–64 cm
- **Angle maximal du relève-buste** : 70°
- **Angle maximal du relève-jambes** : 30°

- **Angle du repose-pieds** : -20/0° (5 positions par crémaillère)
- **Angle d'inclinaison** : 15°
- **Poids total** : 105 kg
- **Poids du kit électrique** : 13 kg
- **Force nécessaire pour actionner les commandes** : 5 N
- **Roues** : roulettes jumelées de 7,5 cm
- **Motorisation** : 4 moteurs indépendants (2 pour l'élévation verticale + 2 pour le réglage du dossier et des jambes)
- **Système d'urgence** : abaissement avec batterie intégrée pour rétablir la position horizontale
- **Alimentation** : 230 V Vac, 50/60 Hz, max. 2,1 A
- **Tension de sortie du boîtier de commande** : 24 V Dc
- **Indice de protection** : IP X4
- **Classe d'isolation** : classe 2
- **Partie appliquée** : type B
- **Niveau sonore** :
- **Matériaux principaux – sommier** : acier peint
- **Matériaux principaux – structure et barrières** : bois

Bénéfices pour l'utilisateur:

- **Sécurité accrue** : pour les patients atteints de la maladie d'Alzheimer ou présentant un risque de chute, grâce à la structure surbaissée et au plan de couchage abaissé jusqu'à 6,7 cm.
- **Confort postural** : grâce aux réglages du dossier et des jambes via 4 moteurs indépendants.
- **Praticité des soins** : grâce à l'élévation verticale du plan de couchage de 6,7 à 64 cm.
- **Continuité de fonctionnement** : en situation d'urgence, grâce à la batterie intégrée permettant le retour à la position horizontale.
- **Intégration harmonieuse** : à domicile comme en établissement, grâce à la tête et au pied de lit en bois.

FAQ:

- Dans quels contextes le lit H582_239 est-il indiqué ?**
Il est destiné à l'hospitalisation / au séjour en établissements et structures médico-sociales et sanitaires, ainsi qu'à domicile.
- Pourquoi est-il recommandé pour les patients atteints de la maladie d'Alzheimer ou présentant un risque de chute ?**
Grâce à sa structure surbaissée et à la très faible hauteur du plan de couchage (minimum 6,7 cm), conçues pour améliorer la sécurité.
- Que se passe-t-il en cas de coupure de courant ?**
Le lit intègre un système d'abaissement avec batterie, qui permet de rétablir la position horizontale même en l'absence d'alimentation électrique.
- Quels réglages permet-il et quels sont les angles maximaux ?**
Relève-buste jusqu'à 70°, relève-jambes jusqu'à 30°, repose-pieds de -20/0° en 5 positions par crémaillère, inclinaison jusqu'à 15°, avec mouvements gérés par 4 moteurs.
- Quelle est la capacité de charge et la charge de travail sécurisée ?**
Le poids maximal du patient est de 145 kg et la charge de travail sécurisée est de 180 kg.

Mini-guide d'achat:

Pour choisir un lit d'hospitalisation adapté à une maison de soins ou aux soins à domicile, il faut avant tout tenir compte de la **sécurité** : si le patient est sujet à la désorientation ou présente un risque de chute, une structure surbaissée avec un plan de couchage très bas (comme **6,7 cm**) constitue un critère prioritaire. Vérifiez ensuite la qualité des réglages : la présence de **4 moteurs indépendants** permet des mouvements plus complets et plus fluides, utiles pour ajuster le dossier et les jambes et améliorer la posture. Dans une logique de soins, la plage de hauteur du plan de couchage (**6,7–64 cm**) influe sur la praticité des activités quotidiennes. Il ne faut pas non plus négliger la gestion des urgences : la **batterie intégrée** pour le retour à la position horizontale offre continuité et sécurité en cas de coupure de courant. Enfin, pour une utilisation en établissements et en environnements sanitaires, la conformité à la **UNI CEI EN 60601-2-52** ainsi que l'indication d'**environnement d'application type 3 et 4** sont des éléments essentiels.

Lit d'hospitalisation h582_239, lit surbaissé Alzheimer, lit orthopédique électrique à 4 moteurs, lit pour maison de soins, lit pour EHPAD, lit d'hospitalisation anti-chute, lit de soins à domicile surbaissé, lit UNI CEI EN 60601-2-52, lit médical IPX4, lit avec batterie d'urgence.

**Images purement indicatives.*

INFORMATIONS

- tipologia elettrico
- ruote Si
- Longueur mm 2170.0000
- Profondeur en mm 900.0000
- Hauteur en mm 1400.0000



Lit d'hospitalisation pour maison de soins h582_239



Lit d'hospitalisation pour maison de soins h582_239

Tipologia: elettrico
Ruote: Si

Caract.	2170 mm	900 mm	1400 mm (max. hauteur)	1400 mm	1400 mm	1400 mm	1400 mm	1400 mm	1400 mm	1400 mm	1400 mm
Mat.	Alu	Alu	Alu	Alu	Alu	Alu	Alu	Alu	Alu	Alu	Alu

