



Matelas à dépression biseauté h687_76

Matelas à dépression professionnel en tissu auto-extinguible pour immobilisation spinale. Dimensions 2150x900mm, radiotransparent avec 9 poignées.

Le **matelas à dépression** est un dispositif médical fondamental pour les secours extra-hospitaliers, conçu spécifiquement pour garantir l'**immobilisation totale** du patient. Sa fonction primaire est d'assurer une excellente stabilisation cervicale et spinale lors des phases délicates de manipulation et de transport. Fabriqué avec un **tissu robuste, non absorbant et auto-extinguible**, le dispositif est conçu pour résister à des conditions d'utilisation intensives tout en maintenant des normes d'hygiène élevées.

Le système d'étanchéité pneumatique est confié à une **valve on/off en laiton chromé** avec raccord intégré pour tuyaux en caoutchouc, matériau choisi pour sa résistance intrinsèque aux chocs thermiques et aux contraintes mécaniques. La **forme biseautée** du matelas permet une adhérence anatomique optimale au corps du patient, améliorant la stabilité globale. Le design bicolore (orange sur la face supérieure et gris sur la face inférieure) facilite l'orientation rapide du dispositif dans les situations d'urgence.

Caractéristiques techniques

- **Longueur** : 2150 ± 30 mm
- **Largeur** : 900 ± 30 mm
- **Capacité de charge** : 150 kg
- **Nombre de poignées** : 9 poignées pour le transport
- **Poids** : 4,1 ± 0,3 kg (pompe exclue)
- **Matériaux** : PP, PVC, Nylon, Polystyrène
- **Valve** : On/off en laiton chromé avec raccord intégré
- **Sécurité** : Corde périmétrale de renfort et tissu auto-extinguible
- **Compatibilité diagnostique** : Radiotransparent, compatible aux rayons X
- **Conformité réglementaire** : Dispositif Médical de classe I conforme au Règl. UE 2017/745
- **Classification CND** : V0804
- **Notes** : Pompe à vide non incluse

Image purement indicative

INFORMATIONS

- **Nombre de poignées** 9

Matelas à dépression biseauté h687_76

Matelas à dépression
biseauté h687_76

Nombre de poignées: 9

