



Positionnateur anti-escarres demi lune Termigea h23076

Coussin de positionnement en demi-lune pour soutenir le dos du patient dans le lit. Dimensions: cm. 190x22 de diamètre,

Coussin de positionnement en demi-lune qui enveloppe et soutient parfaitement le dos du patient dans son lit. Lorsqu'il est utilisé dans un fauteuil, il permet une répartition optimale du soutien dorsal et présente également des avantages pour le positionnement des membres supérieurs.

Il peut bien sûr avoir diverses applications et être combiné avec d'autres positionneurs.

Caractéristiques techniques :

- Intérieur en micro-sphères de polystyrène expansé ignifugé
- Revêtement en polyuréthane enduit, imperméable, respirant et ignifuge de classe I
- Dimensions : 190x22 cm de diamètre

INFO

- **garantie** 1 an
- **utilisation** schiena